


# REFERENTIEMETINGEN VOOR DE KWALITEIT VAN UW BIESTMELK

## KWALITEIT VAN DE BIESTMELK

Doelstelling: 300 g IgG op dag 1  
minste 150 g in de eerste 2 uur

Concentratie en IgG (g/l)		Doelstelling: Volume (l) binnen 6u leeftijd =200g.en IgG	Meting in % Brix voor refractometer
0 25	<b>SLECHT</b>	> 8 8	0 21
50 75 90	<b>GOED ++</b>	4 2,7 2,2	22 25 28
100 125	<b>UITSTEKEND ++++</b>	2 1,6	29 32



# STARMILK

Ga voor een gezonde opfok

